



Dentalone

Cabinet dentaire Mobile

NAKANISHI INC. 

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-88666, Japan
Tél. : +81 (0)289 64 3380 - Fax : +81 (0)289 62 5636

NSK France

www.nsk.fr

32, rue de Lisbonne – 75008 PARIS – France
Tél. : +33 (0)1 56 79 59 80 - Fax : +33 (0)1 56 79 59 81
e-mail : info@nsk.fr



Armée et hôpitaux



Humanitaire



Soins à domicile



Écoles

AVANTAGES

- Compact
- Facile à transporter
- Simple d'utilisation
- Ergonomique
- Mobile
- Extensible en fonction Cart
- Système «Plug 'n Play*»
- Fonctionnalités étendues

Le module de soins dentaires Mobile Dentalone se déploie à partir d'une position "transport" pour obtenir un poste de traitements dentaires ergonomique et mobile.

Dentalone propose toute une série d'instruments et de fonctionnalités étendues permettant de réaliser de nombreux traitements dentaires en dehors d'un cabinet :

- Porte-instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital
- 1 micromoteur sans balai NLX nano avec lumière LED
- 1 Détartreur ultrasonique Varios 170 avec lumière LED
- 1 Seringue air/eau/spray avec lumière LED
- 1 canule d'aspiration salive ou chirurgicale

CABINET DENTAIRE MOBILE

Système «Plug n' Play»*



Ergonomique



CONTENU

- 1 valise de transport
- 1 réservoir d'eau pour le spray
- 1 réservoir réceptacle pour l'aspiration
- 1 compresseur intégré
- 1 pompe d'aspiration intégrée
- 1 pédale de contrôle variable
- 1 tablette extensible

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (HxLxP)

- | | |
|---|-----------------------|
| • Valise de transport (poignée baissée) : | 545 x 351 x 405 mm |
| • Valise de transport (poignée tirée) : | 1075 x 351 x 405 mm |
| • Sans coffre : | 496 x 350 x 405 mm |
| • Hauteur de travail : | 766 mm |
| • Poids avec coffre : | 18,5 kg |
| • Alimentation secteur : | 100 - 230 V~ 50/60 Hz |

CABINET DENTAIRE MOBILE

Compact



Extensible en fonction Cart



ACCESSOIRES / PIÈCES DÉTACHÉES

| MODÈLE | RÉFÉRENCE | PRODUIT |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Cordon d'aspiration avec raccord | 57064 |  |
| Seringues 3F avec lumière | 57066 |  |
| Bouchon de bouteille d'aspiration | 57068 |  |
| Bouteille d'aspiration complète | 57072 |  |
| Bouchon du réservoir d'eau | 57069 |  |
| Réservoir d'eau complet | 57073 |  |

| MODÈLE | RÉFÉRENCE | PRODUIT |
|--------------------------------|-----------|---|
| Couvercle de transport | 57082 |  |
| Plateau inférieur de transport | 57088 |  |
| Cordon moteur NLX | 37074 |  |
| Cordon pour Varios 170 | 37075 |  |
| Pédale de contrôle Z1082001X | 37100 |  |
| Cassette de stérilisation | Z1035001 |  |
| Clé dynamométrique | Z221076 |  |



CABINET DENTAIRE MOBILE

Fonctionnalités étendues



Facile à transporter