

Laboratoires

Les offres promotionnelles NSK

1^{ER} FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE 2026

Le meilleur des produits NSK
pour tous les laboratoires de prothèses



ULTIMATE XL



PRESTO AQUA LUX


et plus encore...

Des équipements puissants et maniables à la hauteur de vos besoins

 **Garantie 12 mois**

ULTIMATE XL

MOTEUR DE PROTHÈSE À INDUCTION POUR LABORATOIRE



Contrôle vecteur à 180°

- Rotation souple, exempte d'ondulations, grâce au système de contrôle vecteur à 180°
- Couple puissant et stable sur toute la plage de vitesses




Vibration et bruit réduits

Vibrations et bruit diminués grâce au bloc micromoteur à blindage étanche



Affichage numérique

Affichage numérique de la vitesse



Compact et très léger

Le corps compact et très léger réduit la fatigue de la main et améliore l'équilibre



Bonne préhension

Précision assurée grâce à la pièce à main conçue pour être bien tenue en main



Adaptateur pour turbine

L'adaptateur pour turbine pneumatique TA50 change rapidement la source d'alimentation entre la turbine et le micromoteur électrique.

Caractéristiques

- Couple modèle Torque : 8.7 Ncm
- Couple modèle Compact : 6.0 Ncm
- Fonction couplage aspiration
- Vitesse de 1000-50000 min⁻¹
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction

Prix modèle Torque :

1.900€
2.576€

Prix modèle Compact :

1.700€
2.103€

CHOIX PARMi 4 TYPES DE BOÎTIERS :



Modèle Table
ULTIMATE XL

RÉF. TORQUE Y141471
RÉF. COMPACT Y141472



Modèle Tour
ULTIMATE XL-D

RÉF. TORQUE Y141504
RÉF. COMPACT Y141505



Modèle Genou
ULTIMATE XL-K

RÉF. TORQUE Y141495
RÉF. COMPACT Y141496



Modèle Pédale
ULTIMATE XL-F

RÉF. TORQUE Y141513
RÉF. COMPACT Y141514

OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN ULTIMATE XL
UNE PIÈCE À MAIN OFFERTE

VALEUR OFFERTE : 350€



PAM TORQUE
RÉF. H269



PAM COMPACT
RÉF. H271



PIÈCE À MAIN TORQUE
RÉF. H269 **350€**



PIÈCE À MAIN COMPACTE
RÉF. H271 **350€**



CORDON MICROMOTEUR
• Torque
RÉF. E355055 **206€**
• Compact
RÉF. E356055 **206€**



GRIFFE DE SERRAGE
RÉF. H203180 **74€**

Turbine sans lubrification et sans spray **PRESTO II**

 **Garantie 12 mois**



FIABLE
PRÉCISE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Turbine pivotante 360°
- Mécanisme anti-poussière

RÉF. Y150022

850€
1.180€

Turbine sans lubrification avec spray **PRESTO AQUA II**

 **Garantie 12 mois**



SOUPLE
PERFORMANTE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Mécanisme anti-poussière
- Connexion eau de ville

RÉF. Y150023

1.690€
2.335€

Turbine sans lubrification avec spray et lumière led **PRESTO AQUA LUX**

 **Garantie 12 mois**



FLEXIBLE
EFFICACE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Mécanisme anti-poussière
- Connexion eau de ville
- Fonction On-Off de l'éclairage LED et du spray d'eau

RÉF. Y1001151

2.000€
2.720€



ROTOR PR-03
• Pour PRESTO II
RÉF. T815016 **308€**



ROTOR PR-AQ03
• Pour PRESTO AQUA II
RÉF. T816016 **308€**



ROTOR PR-AQL03
• Pour AQUA LUX
RÉF. T1002250 **300€**




GRIFFE
Tous modèles
RÉF. T815019 **74€**

FAITES LE CHOIX D'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ NSK

Choisir un distributeur dentaire agréé c'est l'assurance d'être accompagné au quotidien dans vos projets : Choix du matériel adapté à votre pratique, facilité de paiement, prise en main, maintenance annuelle. Proches de vous et réactifs, choisir un distributeur agréé c'est choisir la tranquillité.

Scanner le QR code pour consulter
la liste de nos distributeurs :



Jérôme Vagnetti

**DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL / RÉGION SUD-EST**

✉ j.vagnetti@nsk.fr
☎ 06 30 18 86 03



Nicolas Thorez

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

✉ nicolas.thorez@nsk.fr
☎ 06 30 66 91 69



Georges Hindy

RÉGION SUD-OUEST ET ANTILLES

✉ georges.hindy@nsk.fr
☎ 06 32 40 84 92



Frédéric Boeuf

RÉGION PARIS EST / ÎLE DE FRANCE EST

✉ frederic.boeuf@nsk.fr
☎ 06 86 33 06 94



Bastien Raoult

RÉGION PARIS OUEST / ÎLE DE FRANCE OUEST

✉ bastien.raoult@nsk.fr
☎ 06 48 16 61 45



Anne Sophie Fouré

RÉGION NORD-OUEST

✉ annesophie.foure@nsk.fr
☎ 06 87 07 16 75



Recrutement en cours

RÉGION NORD-EST

✉ info@nsk.fr
☎ 06 33 36 63 50



Luisa Da Silva Poullos

RÉGION RHÔNE-ALPES

✉ luisa.dasilva@nsk.fr
☎ 06 70 64 60 50



Justine Delécluse

RÉGION CENTRE SUD

✉ j.delecluse@nsk.fr
☎ 07 86 56 31 34

RESTONS EN CONTACT – SUIVEZ-NOUS ICI :

