



# Offres Promotionnelles

DU 15 JANVIER  
AU 30 JUIN 2022

## À NE PAS MANQUER

### **iCare+**

Automate Nettoyeur-Désinfecteur  
et Lubrificateur

### **Turbine Z Micro**

Tête mini - Puissance maxi

... ET PLEINS D'AUTRES OFFRES!



Cher lecteur,

Pour évaluer la qualité de fabrication de nos produits, nous avons fait le choix de les vendre par le biais exclusif de distributeurs dentaires agréés NSK.

Des professionnels impliqués et formés qui vous conseillent et vous accompagnent au quotidien.

Choisir NSK, c'est faire le choix d'un produit de qualité avec un service d'accompagnement jusqu'au cabinet.

Merci d'être toujours plus nombreux à nous faire confiance.



Thierry Guillard  
Directeur Général NSK France

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## NSK, LA QUALITÉ JAPONAISE MADE IN KANUMA



Tous nos instruments rotatifs sont conçus, assemblés et testés à Kanuma au Japon. Reconnus pour leur exigence en matière de qualité, leur maîtrise des technologies de précision, les japonais s'appuient sur la méthode "Kaizen". Ce concept a pour objectif d'améliorer sans cesse nos produits tout en valorisant le travail de chaque individu.

**Notre usine de 14 000m<sup>2</sup>** est la plus grosse usine de production d'instrumentation dentaire, le tout avec du matériel à la pointe de la technologie. **180 ingénieurs** en Recherche & Développement travaillent chaque jour à l'optimisation des produits et à la recherche d'innovation.



**Create it** 

## NOS ENGAGEMENTS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous sommes engagés à 100% dans la création de produits de qualité, nous sommes passionnés à 100% par la satisfaction client. Aujourd'hui, nous sommes 100% engagés, 100% vert



### UNE USINE 100% À L'ÉNERGIE SOLAIRE

Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2021, notre siège et nos usines de fabrication au Japon sont passés au vert avec un approvisionnement à 100% en énergie solaire. Notre ambition : devenir 100% neutre en carbone d'ici 2030.



### DES EMBALLAGES PLUS RESPECTUEUX

L'emballage de nos instruments rotatifs est maintenant en carton entièrement en papier recyclable. Une nouvelle étape importante pour réduire la quantité de déchets plastiques dans les cabinets dentaires.

## SOMMAIRE

Instruments rotatifs	04
Hygiène et stérilisation	11
Chirurgie	14
Parodontologie	22
Endodontie	26
Cabinet dentaire mobile	27
Laboratoires	28



### INFORMATION

Tous les produits présentés dans cette brochure sont **en stock et disponibles rapidement.**

# Les turbines

## Ti-Max Z

LED



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.

PUISSANTES  
LÉGÈRES  
SILENCIEUSES

- Jusqu'à 26 Watts de puissance
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Quadruple spray



**Garantie 24 mois**



Tête mini pour la Z800 L  
Dimensions : 10.8 x H12.1 mm

Tête standard

**Z900L** RÉF. **P1111**  
**Z900KL** RÉF. **P1113**  
**Z900SL** RÉF. **P1115**  
**Z900BL** RÉF. **P1117**  
**Z900WL** RÉF. **P1121**

Tête mini

**Z800L** RÉF. **P1110**  
**Z800KL** RÉF. **P1112**  
**Z800SL** RÉF. **P1114**  
**Z800BL** RÉF. **P1116**  
**Z800WL** RÉF. **P1120**

**1.020€**  
1.662€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

## Ti-Max Z micro

TÊTE MINI - PUISSANCE MAXI

- 20 Watts de puissance
- Tête orientée à 100°
- Corps léger en titane pour une meilleure prise en main
- Fonction Quick Stop qui permet l'arrêt de la rotation en une seconde




**Garantie 24 mois**

MODÈLE **Z micro** RÉF. **PA2357**  
MODÈLE **Z micro KL** RÉF. **PA2358**  
MODÈLE **Z micro SL** RÉF. **PA2359**

**1.020€**  
1.662€

Raccords disponibles : NSK, Kavo® et Sirona®.



Accès facilité avec sa tête orientée à 100°

L'accès est simplifié lors des soins dans le secteur postérieur, sans aucun contact avec les dents antérieures.

## NOTRE CONSEIL

POUR UNE PUISSANCE MAXIMALE DE VOTRE TURBINE, PENSEZ À RÉGLER LA PRESSION D'AIR DE VOTRE FAUTEUIL EN FAISANT APPEL À VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL NSK.

# Les turbines

## S-Max M



PUISSANTES  
FIABLES  
ERGONOMIQUES

- Jusqu'à 26 Watts de puissance
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

Tête standard

**M900L** RÉF. **P1254**  
**M900KL** RÉF. **P1258**  
**M900SL** RÉF. **P1262**  
**M900BL** RÉF. **P1264**  
**M900WL** RÉF. **P1266**

Tête mini

**M800L** RÉF. **P1253**  
**M800KL** RÉF. **P1257**  
**M800SL** RÉF. **P1261**  
**M800BL** RÉF. **P1263**  
**M800WL** RÉF. **P1265**

**685€**  
977€

Existent en version non lumière  
(sauf Bien-Air® & Sirona®)

## S-Max Pico



VISIBILITÉ OPTIMALE  
TÊTE ULTRA MINI

- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Simple spray
- Fraises à mandrin court

Garantie 24 mois

**S-MAX PICO** RÉF. **P1140**  
**S-MAX PICO KL** RÉF. **P1142**  
**S-MAX PICO SL** RÉF. **P1143**  
**S-MAX PICO BLED** RÉF. **P1144**  
**S-MAX PICO WLED** RÉF. **P1145**

**795€**  
1.012€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

## X450L



TÊTE ORIENTÉE À 45°  
POUR UNE ACCESSIBILITÉ  
MAXIMUM

- Tête à 45° pour atteindre les zones difficiles d'accès
- 21 Watts de puissance
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête

Garantie 24 mois

**X450L** RÉF. **P1078**  
**X450KL** RÉF. **P1079**  
**X450SL** RÉF. **P1080**  
**X450BL** RÉF. **P1081**  
**X450WL** RÉF. **P1082**

**985€**  
1.283€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.

**NSKare**

**OFFRE**



**PACK 3 INSTRUMENTS S-MAX M AU CHOIX\* 1.950€**

\* À choisir parmi : turbines M800L, M900L, contre-angles M95L, M25L, M15L

# Les contre-angles

## Ti-Max Z



PROFILÉS  
SILENCIEUX  
ERGONOMIQUES

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Système Clean Head
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures

**Garantie 36 mois**

## Ti-Max nano series



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.



LÉGERS  
TÊTE ULTRA MINI  
CORPS TRÈS FIN

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Système Clean Head
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures



Equilibre parfait

**Garantie 36 mois**

I Z95L	RÉF. C1034	1.851€	<b>1.170€</b>
I Z45L	RÉF. C1064	1.587€	<b>1.170€</b>
I Z25L	RÉF. C1038	1.419€	<b>965€</b>
I Z15L	RÉF. C1039	1.732€	<b>1.060€</b>

I nano95LS	RÉF. C1099	1.574€	<b>1.130€</b>
I nano25LS	RÉF. C1100	1.175€	<b>890€</b>
I nano15LS	RÉF. C1101	1.405€	<b>1.060€</b>
I nano65LS PAM	RÉF. H1048	1.347€	<b>940€</b>



Roulement  
céramique

25% plus résistant que  
les roulements ordinaires en  
acier



Système  
Clean Head

Empêche la remontée  
de fluides dans la tête  
pour assurer une sécurité  
maximale aux patients



Quadruple spray

Pulvérisation plus efficace  
sur toute la surface de la  
fraise pour un refroidissement  
optimal.



# Les contre-angles

## S-Max M



RÉSISTANTS  
FIABLES  
FONCTIONNELS

- Modélisés pour une accessibilité optimale
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif

**Garantie 24 mois**

<b>M95L*</b>	RÉF. C1023	1.086€	<b>685€</b>
<b>M25L*</b>	RÉF. C1024	867€	<b>685€</b>
<b>M15L*</b>	RÉF. C1025	977€	<b>685€</b>
<b>M65 PAM</b>	RÉF. H1008	571€	<b>410€</b>

\* Existe en version non lumière

## Ti-Max-X



FIABLES  
ERGONOMIQUES  
POLYVALENTS

- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures

**Garantie 24 mois**

<b>X95L*</b>	RÉF. C600	1.459€	<b>855€</b>
<b>X25L*</b>	RÉF. C601	1.119€	<b>710€</b>
<b>X15L*</b>	RÉF. C602	1.366€	<b>845€</b>
<b>X65L PAM*</b>	RÉF. H273	1.267€	<b>865€</b>

\*Existent en version non lumière



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.

**OFFRE**



**PACK 3 INSTRUMENTS S-MAX M AU CHOIX\* 1.950€**

\* À choisir parmi : turbines M800L, M900L, contre-angles M95L, M25L, M15L

# FX series & Pana-Max 2

# Orthodontie

## CONTRE-ANGLES ET PIÈCES À MAIN FX SERIES



## TURBINE PANA-MAX 2

FONCTIONNELS - ERGONOMIQUES



- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Forme ergonomique
- Non lumière
- Sans spray

Garantie 12 mois

SIMPLE À UTILISER  
FIABLE



- Puissance de 17 Watts (M4) et 18 Watts (PTL et KV)
- Corps en acier inoxydable
- Système Clean Head
- Simple spray
- Non lumière

Garantie 12 mois

1- FX25m	RÉF. C1052	<b>305€</b>
2- FX15m	RÉF. C1053	<b>405€</b>
3- FX75m	RÉF. C1055	<b>460€</b>
4- FX65m PAM	RÉF. H1014	<b>330€</b>
5- EX-6B PAM	RÉF. H260	<b>315€</b>

PanaMax2 PTL	RÉF. P1211	<b>490€</b>
PanaMax2 KV	RÉF. P1212	<b>490€</b>
PanaMax2 M4 Vissable au cordon	RÉF. P1154	<b>375€</b>

D'autres modèles de contre-angles et pièces à main FX Series sont disponibles.

## CONSOMMABLES



**PANA SPRAY PLUS**  
Pour turbines, contre-angles et moteurs pneumatiques.  
(Lubrifiant contenant de l'alcool).

500ML - RÉF. Z182100 42€ **32€**  
6 X 500ML - RÉF. Y900630 248€ **184€**



**EMBOUT LUBRIFICATION GRIFFE**  
RÉF. Z020201  
2€ **1€**



**MULTI STAND COMPLET**  
Pratique pour organiser et ranger ses instruments rotatifs.  
RÉF. Z036  
99€ **85€**

## X55L

CONTRE-ANGLE DE STRIPPING



### Avantages

- Avec mécanisme de blocage de l'insert

### Caractéristiques

- Réducteur 4:1
- Pour insert Eva/Profin
- Mouvement alternatif vertical, 1,4mm
- Vitesse max : 10.000 min<sup>-1</sup>

Garantie 12 mois

MODÈLE **X55L**  
RÉF. **C608**

**1.170€**  
~~1.430€~~

MODÈLE **X55**  
RÉF. **C618**

**995€**  
~~1.219€~~



# Raccords et Micromoteurs

DES RACCORDS LED  
POUR UNE VISION  
PLUS NETTE

- Valve anti-retour
- Revêtement en titane
- Corps en acier inoxydable
- LED intégrée dans le raccord (32000 Lux / 6500K)

 **Garantie 12 mois**



**PTL-CL-LED pour NSK**  
RÉF. P1001600 387€ **275€**



**KCL-LED Pour Kavo® MULTIflex® LUX,**  
AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU  
RÉF. P1005600 549€ **380€**



**SCL-LED Pour Sirona®**  
AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU  
RÉF. P1009600 549€ **380€**

MICROMOTEURS ÉLECTRIQUES 

## M40 XS

MICROMOTEUR  
À CHARBON



- Flexible de 60 à 40.000 min<sup>-1</sup>
- Générateur de chaleur minimal
- Lumière LED intégrée
- Corps en titane avec revêtement Duracoat

 **Garantie 24 mois**

**M40XS**  
RÉF. E1135051  
**815€**  
1.172€

## NLX nano

MICROMOTEUR À  
INDUCTION



- Couple élevé (3,4 Ncm)
- Corps en titane
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures

 **Garantie 24 mois**

**NLX nano**  
RÉF. E1044051  
**945€**  
1.323€

## NLZ

MICROMOTEUR À  
INDUCTION



- **Fonction endo-réciprocité**
- Couple élevé (4.2 Ncm)
- Corps en titane

Uniquement disponible  
sur les fauteuils A-Dec

 **Garantie 24 mois**

**NLZ**  
RÉF. E1152051  
**945€**  
1.323€

MICROMOTEURS PNEUMATIQUES  **Garantie 12 mois**



**Ti-Max X205L M4**  
• Lumière  
• Corps en titane  
RÉF. M1013 992€ **860€**



**S-Max M205 M4**  
• Non lumière  
• Corps en acier inoxydable  
RÉF. M1007 810€ **690€**



**DynaLED M205LG M4**  
• Lumière LED à dynamo  
• Micro-générateur électrique intégré  
RÉF. M1018 1.172€ **960€**

# Moteur de retouche

## VOLVERE i7

MOTEUR DE RETOUCHE  
POUR PROTHÈSE



**Garantie 12 mois**

STANDARD

TYPE E



### Avantages

- Confortable et ergonomique
- Système anti-poussière intégré
- Haute précision
- Bruits et vibrations minimales

### Caractéristiques

- Léger (930g) et compact
- Fonction auto-cruise (régulateur de vitesse)
- Couple 4,1 Ncm
- Vitesse de 1000-35000 min<sup>-1</sup>
- Micromoteur à charbon

**Garantie 12 mois**

**Standard** AVEC PIÈCE À MAIN

RÉF. Y1002890 1.324€ **1.065€**

**Type E** AVEC PIÈCE À MAIN VR-EB

RÉF. Y1002891 1.324€ **1.065€**


**Type E** SANS PIÈCE À MAIN

RÉF. Y1003523 1.249€ **1.020€**



**Méfiez-vous des contrefaçons**

### Comment reconnaître une contrefaçon en un coup d'oeil?



# Maintenance

## ENTREtenir vos INSTRUMENTS ROTATIFS, C'EST ESSENTIEL !



### ÉTAPE 1 – LA PRÉ-DÉSINFECTION

Pré-désinfectez vos instruments directement après la fin de leur utilisation.




### ÉTAPE 2 – LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

Il est conseillé de réaliser cette étape à l'aide d'un thermo-désinfecteur ou d'un automate assurant le nettoyage et la désinfection.



### ÉTAPE 3 – LA LUBRIFICATION

Elle peut se faire en automate de lubrification ou bien manuellement à l'aide d'une bombe de lubrification. Il est important de lubrifier ses instruments après chaque utilisation, à l'avant et à l'arrière.



### ÉTAPE 4 – LE CONDITIONNEMENT

Il permet de conserver l'état de stérilité du produit.



### ÉTAPE 5 – LA STÉRILISATION

Veillez à sélectionner le cycle Prion (plateau de stérilisation à 134° pendant 18 min) conformément à la réglementation en vigueur.



### ÉTAPE 6 – LE STOCKAGE

Pensez à archiver la preuve du passage à l'autoclave et ainsi assurer la traçabilité des cycles de stérilisation.

## iCare

### AUTOMATE DE LUBRIFICATION

**Garantie 12 mois**



#### Avantages

- Simple d'utilisation et d'installation
- Lubrification parfaite avec le volume d'huile adapté
- Grand réservoir d'huile pour une plus grande autonomie
- Lubrification de la griffe



#### Caractéristiques

- Capacité de 4 instruments
- 1 ou 2 adaptateurs selon modèle C2 ou C3
- Livré avec 1 litre d'huile

MODÈLE **C2** (2 TURBINES + 2 CONTRE-ANGLES)

MODÈLE **C3** (1 TURBINE + 3 CONTRE-ANGLES)

REF. C2 **Y1002787**

**2.440€**

REF. C3 **Y1002788**

~~3.343€~~

ADAPTATEUR **iCare PTL** RÉF. **Z257010**

ADAPTATEUR **iCare Kavo** RÉF. **Z257020**

ADAPTATEUR **iCare WH** RÉF. **Z257021**

ADAPTATEUR **iCare Bien Air** RÉF. **Z257022**

ADAPTATEUR **iCare Sirona** RÉF. **Z257023**

**110€**

~~140€~~



**LINGETTES ABSORBANTES POUR ICARE**

Lot de 10 unités

RÉF. **U433135**

~~7€~~ **6€**



**EPONGES ABSORBANTES POUR ICARE**

Lot de 12 unités

RÉF. **Y900159**

~~34€~~ **25€**

# Maintenance

## iCare+

AUTOMATE DE NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET LUBRIFICATION  
DES INSTRUMENTS ROTATIFS

EN SAVOIR  
PLUS :



RAPIDE (18 minutes de traitement pour 4 instruments)  
SIMPLE À UTILISER



- 2 modèles proposés : 2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles (C2) ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles (C3)
- Sélection des instruments à spray interne ou externe
- Mise en rotation des instruments et traitements des tubulaires Air/Eau
- Connexion universelle avec tous les instruments rotatifs
- Livré avec 1 ou 2 adaptateurs selon modèle, huile de maintenance (1 litre), 1 flacon de n.clean et 1 flacon de n.cid



EN STOCK

C2 - RÉF. S102001  
C3 - RÉF. S103001

**6.560€**  
7.115€



Garantie 24 mois

ADAPTATEUR iCare+

PTL RÉF. Z1127010  
WH RÉF. Z1127012  
Bien Air RÉF. Z1127014  
142€ **110€**

ADAPTATEUR iCare+

Kavo RÉF. Z1127011  
Sirona RÉF. Z1127013  
161€ **125€**



n.clean (6x500ml)

RÉF. ACL600 175€ **140€**



n.cid (6x500ml)

RÉF. ACD600 175€ **140€**



1L Huile de maintenance  
iCare / iCare +

RÉF. Z016130 115€ **95€**

Pack consommables

3x6 n.clean  
2x6 n.cid  
1x huile maintenance

991€ **785€**  
FRAIS DE PORT  
OFFERTS

OFFRE

PACK ICARE+ & 4 INSTRUMENTS  
GAMME TI-MAX Z OU NANO SERIES  
AU CHOIX



OU

PACK ICARE+ & 6 INSTRUMENTS  
GAMME S-MAX M  
AU CHOIX



**9.950€**

# Stérilisateurs

## iClave Plus

AUTOCLAVE 18L DE CLASSE B



RÉF. Y1003077

**6.110€**  
7.488€

**Garantie 36 mois**

**EN STOCK**

### Avantages

- Ergonomique
- Stérilisation rapide et sûre
- Silencieux (<53 dB)
- Simple d'utilisation

### Caractéristiques

- Chambre en cuivre pour des cycles plus rapides et une consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité de chargement avec un volume de 18 litres
- 8 programmes disponibles dont le cycle Prion

**OFFRE**

**2 AUTOCLAVES POUR**  
**11.000€**

AVEC EXTENSION DE GARANTIE À **4 ANS**



## Purity

DÉMINÉRALISATEUR AUTONOME



POUR ICLAVE PLUS 18L - RÉF. Z1284001

1.730€ **1.450€**

## CONSOMMABLES



### THERMOUSOUEUSE NEWSEAL 05

- Résistance auto-réglable
- Dimension scellage : 1 cm
- Porte rouleau : 44 cm

RÉF. Z1279 916€ **780€**

**Garantie 12 mois**



### LECTEUR CODE BARRE

- Lecteur 1D
- Portée lecture étendue
- Livré avec support et câble USB

RÉF. MS5145 248€ **195€**

**Garantie 12 mois**



### IMPRIMANTE CUSTOM

- Thermique
- Etiquette code-barre
- Livrée avec 4 rouleaux

RÉF. 9900006K 853€ **715€**

**Garantie 12 mois**

### ÉTIQUETTES IMPRIMANTE

10 ROULEAUX  
RÉF. 9900007K 411€ **90€**



### TEST HELIX

250 Languettes  
RÉF. 9900059 264€ **210€**

# Moteurs

## Surgic Pro2 **NOUVEAU**

LE NOUVEAU MOTEUR DE CHIRURGIE QUI VOUS CONNECTE AU FUTUR

**Pédale de contrôle sans fil  
via connexion Bluetooth**

Maniabilité améliorée avec  
un micromoteur plus compact

Visibilité accrue grâce au grand  
panneau tactile LED couleurs

Sécurité maximale grâce à  
l'étalonnage de couple précis

Connexion avec le dispositif de  
mesure de l'ISQ : Osseo100+ pour  
garantir un traitement implantaire  
plus sûr



Contenu :

- Moteur avec possibilité de stockage des données
- Micromoteur LED SGL80M
- Contre-angle lumière X-SG20L (Réducteur 20:1)
- Pédale de contrôle sans fil
- Ligne d'irrigation (livrée par 3) et autres accessoires

 **Garantie 24 mois**

**MANIABILITÉ - SÉCURITÉ - PÉDALE SANS FIL**



MODÈLE **SurgicPro2**  
**LED avec CA X-SG20L**  
RÉF. **Y1004195**

**5.550€**  
7.779€

MODÈLE **Surgic Pro 2**  
**Non lumière avec CA SG20**  
RÉF. **Y1004196**

**4.500€**  
7.335€



# Moteurs

Le nouveau moteur Surgic Pro2 offre à l'utilisateur une expérience de travail efficace, fiable et confortable. Le Surgic Pro2 est une véritable innovation : facile d'utilisation et pratique grâce à sa connexion sans fil.


EN SAVOIR PLUS :



**1** Maniabilité améliorée avec un micromoteur plus compact.



**2** Écran d'affichage LCD rétro-éclairé tactile, simple et intuitif.



**3** Lumière LED haute résolution pour un rendu réel comme à la lumière du jour.



**4** Pédale de contrôle sans fil. La pédale est légère et facilement déplaçable avec sa anse.



**5** Précision renforcée de l'étalonnage du couple.



**6** Connexion au système de mesure de stabilité de l'implant Osseo100+.



**7** Connectivité sans fil exclusive à de multiples appareils pour un traitement implantaire plus simple.



**8** Pompe d'irrigation silencieuse.

## ACCESSOIRES



MODÈLE **Module de connexion bluetooth**  
RÉF. Z1402001

**299€**



MODÈLE **Cordon 2M et micromoteur SGL80M**

RÉF. Y1004211

**2.270€**

**OFFRE**



POUR L'ACHAT D'UN **SURGIC PRO2**

**UN 2<sup>ÈME</sup> CONTRE-ANGLE\* POUR 100€ DE PLUS**

\*Au choix X-SG93L ou X-SG20L ou X-SG93 ou SG20

# Moteurs

## VarioSurg 3

MOTEUR DE CHIRURGIE ET DE MICROCHIRURGIE ULTRASONIQUE



RÉF. Y1002726

**6.650€**

8-551€

### Avantages

- Transmission de puissance efficace assortie d'une production de chaleur minime
- Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

### Caractéristiques

- Technologie iPiezo
- 3 modes (Surg, Endo, Perio) et mode Burst
- 9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Livré avec 5 lignes d'irrigation, 1 pièce à main ultrasonique, 1 pédale, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) et une cassette de stérilisation



**Garantie 24 mois**



Conception ultrafine pour un potentiel maximal



Eclairage LED pour une plus grande précision dans les traitements



## UNE FORMATION EN PIEZO CHIRURGIE

**NSK vous propose une formation clinique pour accéder aux différentes applications cliniques du générateur de Piezo Chirurgie**

Séances de travaux pratiques avec protocoles applicables dès le lendemain en cabinet

12 participants maximum  
et 2 encadrants experts  
790€ la journée

3 dates en 2022 : 18 mars à Paris, 16 juin à Lyon  
et 30 septembre à Nantes

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR  
**info@nsk.fr**

# Inserts

UN CHOIX DE PLUS DE 50 INSERTS OPTIMISÉS POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS CLINIQUES.

## PRÉLÈVEMENT OSSEUX



SG1 - Z305101 - **156€**



SG2R - Z305102 - **156€**



SG14R - Z305122 - **156€**

## SOULÈVEMENT DE SINUS



SG6D - Z305107 - **172€**



SG7D - Z305108 - **172€**



SG11 - Z305112 - **156€**

## EXTRACTION



SG17 - Z305132 - **156€**



SG18L - Z305134 - **156€**

## GRATTOIR



SG3 - Z305104 - **156€**



SG5 - Z306106 - **156€**

## CHIRURGIE APICALE



E30RD-S - Z305118 - **146€**



E30LD-S - Z305119 - **146€**

## MAINTENANCE IMPLANTAIRE



SUPPORT VIP  
V10S - Z305117 - **138€**



V-P10 - Y900184 - **52€**



V-P11R - Y1002165 - **52€**



V-P26L - Y1002169 - **52€**

POUR DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE  
GAMME D'INSERTS  
POUR CHIRURGIE ULTRASONIQUE,  
CONSULTEZ NOTRE GUIDE



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
Chirurgie CR-30 pour VarioSurg 3  
RÉF. 10000977 ~~117€~~ **92€**

OFFRE

**4 INSERTS ACHETÉS = 2 INSERTS OFFERTS\***

OFFRE VALABLE SUR  
L'ENSEMBLE DE NOS INSERTS

\* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS

## Duo Cart Complet

DEUX SYSTÈMES CHIRURGICAUX RELIÉS PAR UNE PÉDALE UNIQUE POUR UN CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL

COMBINÉ

### Surgic Pro & VarioSurg3



RÉF. **2CARTCOMP**

**11.500€**

16.883€

SIMPLE - PRATIQUE - ERGONOMIQUE

- Connexion entre les 2 moteurs grâce au câble SG LINK
- Ajustement des programmes et des paramètres par commande au pied avec pédale unique
- Affichage clair des paramètres sur écran
- Le Duocart complet comprend : le SurgicPro avec contre-angle X-SG20L, le VarioSurg3 sans pédale avec pièce à main VSG3 LED, le cart, une cassette de stérilisation, le kit d'inserts Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), le câble SG link, une anse pédale et 20 lignes d'irrigation.



COMBINÉ

**NOUVEAU**

### Surgic Pro2 & VarioSurg3



RÉF. **2CARTCOMP2**

**12.000€**

17.330€

CONNECTÉ - SÛR - INTUITIF

- Connexion entre les 2 moteurs grâce au module Bluetooth
- Ajustement des programmes et des paramètres par commande au pied avec pédale unique sans fil
- Affichage clair des paramètres sur écran
- Le Duocart SP2 complet comprend : le SurgicPro2 avec contre-angle X-SG20L, le VarioSurg3 sans pédale avec pièce à main VSG3 LED, le cart, une cassette de stérilisation, le kit d'inserts Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), le module de connexion bluetooth et 8 lignes d'irrigation.

# Moteurs

## Surgic Pro

MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE ET DE MICROCHIRURGIE



FIABLE - SIMPLE - EFFICACE



Pompe d'irrigation perfectionnée



Etalonnage de haute précision



Micromoteur à induction avec cordon 2 mètres (3.5 mètres en option)

- Puissance de 80 Ncm
- 8 programmes de 8 pages
- Pédale multifonctions à variation
- Eclairage LED
- Livré avec 5 lignes d'irrigation

**Garantie 24 mois**

### Surgic Pro

LUMIÈRE AVEC CONTRE-ANGLE X-SG20L  
RÉF. Y1003586

**4.950€**  
~~6.945€~~

NON LUMIÈRE AVEC CONTRE-ANGLE SG20  
RÉF. Y1003587

**3.690€**  
~~5.819€~~

**OFFRE**

POUR L'ACHAT D'UN SURGIC PRO UN INSTRUMENT OFFERT



**1 contre-angle rouge X-SG93L**  
RÉF. C1004  
VALEUR OFFERTE : **1.351€**

**ou**



**1 contre-angle vert X-SG20L**  
RÉF. C1003  
VALEUR OFFERTE : **1.351€**

**ou**



**1 pièce à main X-SG65L**  
RÉF. H1009  
VALEUR OFFERTE : **1.107€**

## CONSOMMABLES / ACCESSOIRES



**LIGNES D'IRRIGATION**  
Vendu à l'unité / 5 minimum  
RÉF. Z263001 ~~44.50€~~ **8.20€**



**CASSETTE DE STÉRILISATION**  
Pour VarioSurg3  
RÉF. Z313102 ~~238€~~ **185€**  
Pour Surgic pro  
RÉF. S900040 ~~238€~~ **185€**



**CORDON ET MICROMOTEUR**  
LUMIÈRE / NON LUMIÈRE  
Lumière - RÉF. E1023 ~~2585€~~ **2.040€**  
Non lumière - RÉF. E1025 ~~1799€~~ **1.420€**



**iCart Duo**  
Cart sur roulettes pour 1 ou 2 unités de contrôle  
RÉF. S9090 ~~4.287€~~ **1.215€**

# Chirurgie

## Osseo 100+

APPAREIL DE MESURE DE L'OSTÉO-INTÉGRATION

INTUITIF - NON INVASIF - RAPIDE

- Permet de contrôler la durée du traitement
- Améliore le taux de réussite pour les protocoles impliquant des durées courtes de traitements ou chez les patients à risque
- Offre une mesure claire et précise du degré d'ostéo-intégration de l'implant
- Connexion sans fil avec le Surgic Pro2
- Gestion des données sans fil : L'ISQ mesurée peut être partagée et traitée sur des tablettes via le Surgic Pro2.

RÉF. Y1004176

**2.455€**  
~~2.836€~~



**Garantie 12 mois**

**OFFRE**

**-50%** SUR LE PRIX DE L'OSSEO100+  
POUR L'ACHAT D'UN SURGIC PRO2

## Osseo 100 APPAREIL DE MESURE DE L'OSTÉO-INTÉGRATION



RÉF. Y1004175

**2.195€**  
~~2.537€~~

**Garantie 12 mois**

## MulTipeg™ RÉUTILISABLES

Les MulTipegs sont vendus séparément et sont à commander selon la référence de vos implants. Plus de 60 références disponibles. Stérilisables jusqu'à 20 fois.



TARIF UNITAIRE  
**MulTipeg™**  
**48€**

LISTE COMPLÈTE  
DES MULTIPEGS  
DISPONIBLES :



**OFFRE**

POUR L'ACHAT D'UN  
**OSSEO100 / OSSEO100+ 3 MULTIPEGS OFFERTS**

## iSD900

VISSEUSE-DÉVISSEUSE  
DYNAMOMÉTRIQUE  
SANS FIL

RÉF. Y1001358

**1.245€**  
~~1.916€~~

**Avantages**

- Rapide et précise
- Accès simplifié dans les zones postérieures

**Garantie 12 mois**



**Caractéristiques**

- Système d'étalonnage de couple pour un contrôle précis
- Large plage de couple (10 à 40 Ncm)
- 3 vitesses de rotation
- Compatible avec la majorité des systèmes d'implants
- Levier ergonomique
- Ecran LCD



# Instruments

## CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE MULTIPLICATEUR 1:3

Lumière LED intégrée

 **Garantie 12 mois**



**X-SG93L\***  
TRIPLE SPRAY  
RÉF. **C1004**  
**1.095€**  
1.371€



**Z-SG45L\***  
TÊTE ORIENTÉE  
RÉF. **C1107**  
**1.185€**  
1.603€

## CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE IMPLANTAIRE RÉDUCTEUR 20:1

 **Garantie 12 mois**



**X-DSG20L\***  
DÉMONTABLE  
RÉF. **C1068**  
**1.205€**  
1.538€



**X-SG20L**  
DOUBLE IRRIGATION  
RÉF. **C1003**  
**1.095€**  
1.371€



**SG20**  
NON LUMIÈRE  
RÉF. **C1010**  
**805€**  
987€



**SGMS-ER20i**  
BUTÉE DE PROFONDEUR  
RÉF. **Y110147**  
**740€**  
925€

## PIECES À MAIN DE CHIRURGIE RAPPORT 1:1

 **Garantie 12 mois**



**X-SG65L\***  
LUMIÈRE  
RÉF. **H1009**  
**915€**  
1.123€



**SGX-E20R**  
POUR ZYGOMATIQUES  
RÉF. **HA1200**  
**905€**  
1.083€



**SGS-ES**  
AVEC BAGUE  
D'IRRIGATION INCLUSE  
RÉF. **H264**  
**570€**  
711€



**SGA-ES**  
ANGULÉE  
AVEC BAGUE D'IRRIGATION  
INCLUSE  
RÉF. **H263**  
**805€**  
987€

\*Existe en version non lumière

# Détartreurs ultrasoniques

## Varios Combi Pro

TROIS SYSTÈMES EN UN : COMBINÉ DÉTARTREUR ULTRASONIQUE ET AÉROPOLISSEUR SUPRA ET SOUS GINGIVAL

RÉF. Y1002843

**5.550€**  
6.253€



**SATISFAIT OU  
REMBOURSÉ\***

\*Délai de rétractation de 30 jours après la date d'installation à votre cabinet.

**Garantie 12 mois**



### Avantages

- Confort optimal
- Ecran large et utilisation intuitive
- Régulation de la température de l'eau en mode aéropolissage
- Système goutte à goutte pour limiter la nébulisation

- Définition automatique des fonctions d'aéropolissage pour les applications supra ou sous-gingivales.
- Livré avec kit prophy (applications supra-gingivales), kit pério pour traitement sous-gingival (ref. Y100342) et 3 inserts (G4, G16 et G8)

### PROTOCOLE D'UNE THÉRAPEUTIQUE PARODONTALE ACCESSIBLE À L'OMNIPRATICIEN : LE TRAITEMENT D'ASSAINISSEMENT PROGRESSIF (TAP) VIA ULTRASONS

L'objectif du TAP est de traiter les poches parodontales en trois séances suivant leur profondeur.

Fractionner les séances permet :

- De transformer le rapport qu'entretient le patient avec sa bouche
- D'encadrer psychologiquement et techniquement le contrôle de plaque sur le long terme
- D'observer la réponse tissulaire afin d'adapter les choix thérapeutiques

Cette technique mise en œuvre avec le générateur Varios Combi Pro et des micro-inserts permet de reculer les limites de la chirurgie en intégrant la parodontologie à l'omnipraticque et en limitant les douleurs per et postopératoires.

Pour connaître l'intégralité du protocole présenté par le Dr. Dominique Glez, scannez le QR Code ci-joint



### Kit d'inserts TAP

- Lot de 6 inserts : P10 (2 unités) / P11R / P11L / P1D / support V10 et VP10
- Support inserts



RÉF. KIT TAP

**590€**  
916€

**OFFRE**



## 2 COMBINÉS DÉTARTREURS VARIOS COMBI PRO

**9.950€**

# Détartreurs ultrasoniques

## Varios 970L

DÉTARTREUR ULTRASONIQUE

avec lumière  
RÉF. Y1004161

**2.010€**

3.136€

sans lumière  
RÉF. Y1004160

**1750€**

2708€



- Compact avec 2 réservoirs intégrés
- Pièce à main légère
- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- 2 flacons (400ml)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G16, G8)

**Garantie 12 mois**

### NOTRE CONSEIL

PENSEZ À VÉRIFIER  
RÉGULIÈREMENT  
L'ÉTAT DE VOS  
INSERTS  
AVEC LA CARTE  
D'USURE NSK



## INSERTS POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUE

### DÉTARTRAGE



G1 - RÉF. Z217101 - 94€



G4 - RÉF. Z217104 - 94€



G6 - RÉF. Z217106 - 94€



G8 - RÉF. Z217108 - 94€

### PARODONTIE



P1 - RÉF. Z217404 - 135€



P1D - RÉF. Z217405 - 146€



P10 - RÉF. Z217410 - 135€



P11R - RÉF. Z217408 - 135€



P20 - RÉF. Z217420 - 135€



P25L - RÉF. Z217425 - 135€

### ENDODONTIE



E8 - RÉF. Z217308 - 94€



E8D - RÉF. Z217318 - 146€



**Endodontie kit E11**  
RÉF. Y900146 - 253€  
Pour irrigation du canal  
radiculaire antérieur

### MAINTENANCE IMPLANTAIRE



### KIT INSERTS MAINTENANCE IMPLANTAIRE



RÉF. Y1002606 - 192€

GUIDE  
DES INSERTS  
ULTRASONIQUES :



**OFFRE**

OFFRE VALABLE SUR L'ENSEMBLE DE NOS INSERTS

**4 INSERTS  
ACHETÉS = 2 INSERTS  
OFFERTS\***

\* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS

# Parodontologie

## Ti-Max S970L

### DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



#### Avantages

- Bonne visibilité
- Adaptable sur raccord turbine
- Nombreux choix d'inserts pour de multiples applications

#### Caractéristiques

- Corps en titane revêtement Duracoat
- Double éclairage LED
- Anneau de réglage de puissance
- Livré avec 3 inserts (S1, S2 et S3)

 **Garantie 12 mois**

#### LUMIÈRE

**S970L** RÉF. T1005  
**S970KL** RÉF. T1013  
**S970SL** RÉF. T1015

**1.030€** ~~1.284€~~

#### NON LUMIÈRE

**S970** RÉF. T1020

**810€** ~~1.014€~~

### INSERTS POUR DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



S1 - RÉF. Z252411 - 94€



S2 - RÉF. Z252413 - 94€



S3 - RÉF. Z252412 - 94€



S10 - RÉF. Z252420 - 94€



S20 - RÉF. Z252441 - 94€



S21R - RÉF. Z252442 - 94€



S21L - RÉF. Z252443 - 94€



SUPPORT INSERT **S35**  
RÉF. Z252015 - 138€

**OFFRE**

OFFRE VALABLE SUR L'ENSEMBLE DE NOS INSERTS

**4 INSERTS = 2 INSERTS  
ACHETÉS = OFFERTS\***

\* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS



#### CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

**CR-10 VARIOS** RÉF. Z221076 **38€**

**CR-20 POUR S970** RÉF. Z1090 **68€**

## iProphy

### CONTRE-ANGLE DE PROPHYLAXIE SANS FIL



MODÈLE **iProphy**  
RÉF. Y1500015

**1.210€**  
~~1.347€~~

#### Avantages

- Sans fil et sans pédale
- Léger (116g)
- Ergonomique

 **Garantie 12 mois**

#### Caractéristiques

- Vitesse de rotation stable (de 500 à 2500 min<sup>-1</sup>)
- Changement de tête simple grâce au système d'assemblage rapide
- 6 positions de tête possibles pour s'adapter à toutes les positions de travail
- La Tête iFx57 offre une large visibilité et un accès facilité aux molaires

### NOTRE CONSEIL

POUR UNE PUISSANCE OPTIMALE DE VOTRE DÉTARTREUR, VÉRIFIEZ L'ÉTAT DE VOTRE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE.

# Parodontologie

## Perio-Mate

AÉROPOLISSEUR POUR TRAITEMENT SOUS-GINGIVAL



### Avantages

- PAM rotation à 360°
- Embout à usage unique
- Forme effilée
- Entretien facile

### Caractéristiques

- Anneau de contrôle du débit de poudre
- Livré avec un flacon de poudre de 160g et 40 embouts jetables

**Garantie 12 mois**

Raccord NSK  
Raccord Kavo  
Raccord Sirona  
Raccord W&H  
Raccord Bien-AIR

RÉF. Y1002654  
RÉF. Y1002655  
RÉF. Y1002656  
RÉF. Y1002657  
RÉF. Y1002658

**1.110€**  
1.590€

## Prophy-Mate neo

AÉROPOLISSEUR POUR TRAITEMENT SUPRA-GINGIVAL



### Avantages

- PAM fine et légère avec rotation à 360°
- Double flux d'air
- Entretien facile

### Caractéristiques


- Conception ergonomique
- Buses de remplacement interchangeables
- Livré avec 5 sticks de Flash Pearl et 2 buses (60° et 80°)

**Garantie 12 mois**

Raccord NSK  
Raccord Kavo  
Raccord Sirona  
Raccord W&H  
Raccord Bien-Air

RÉF. Y135029  
RÉF. Y135030  
RÉF. Y135031  
RÉF. Y135032  
RÉF. Y135033

**999€**  
1.497€



Système à double arrivée d'air

Double rotation à 360°

Connexion simple et rapide

**OFFRE**



POUR L'ACHAT D'UN PERIO-MATE OU PROPHY-MATE NEO  
**UNE 2<sup>ÈME</sup> PIÈCE À MAIN OFFERTE**

VALEUR OFFERTE : 422€

## NOTRE CONSEIL

POUR UNE PUISSANCE MAXIMALE DE VOTRE AÉROPOLISSEUR, PENSEZ À RÉGLER LA PRESSION D'AIR DE VOTRE FAUTEUIL EN FAISANT APPEL À VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL NSK.

## CONSOMMABLES



**POUDRE PERIO-MATE - (SOUS-GINGIVAL)**  
Poudre à base de glycine  
Granulométrie fine (25µm)  
2x160g  
RÉF. Y900938 400€ **87€**



**INSERTS JETABLES USAGE UNIQUE 40 PIÈCES**  
RÉF. Y1002741 406€ **82€**



**FLASH PEARL - (SUPRA-GINGIVAL)**  
Poudre à base de calcium (Sans sodium)  
Particules sphériques (54µm)

**BOUTEILLE 4x300g**  
RÉF. Y900698 444€ **92€**

**BOÎTE DE STICKS 100x15g**  
RÉF. Y900693 249€ **194€**



**BUSES STÉRILISABLES**  
60°  
RÉF. T797012 140€ **108€**  
80°  
RÉF. T797013 140€ **108€**

# Endodontie

## Endo-Mate TC2

PIÈCE À MAIN D'ENDODONTIE



SANS FIL  
ERGONOMIQUE

- Fonction inversion automatique et alarme (limite couple)
- 5 programmes pour différents systèmes de lime
- Chargement rapide (90 minutes)

Garantie 12 mois

AVEC TÊTE MP RÉF. Y1001027

**1.480€**  
1.951€

## iPexII

LOCALISATEUR D'APEX  
DE PRÉCISION



SÛR  
COMPACT

- Mesure de haute précision du canal radulaire

Garantie 12 mois

RÉF. Y1002208

**990€**  
1.262€

## Endo-Mate DT2

MOTEUR D'ENDODONTIE



AVEC TÊTE MP 20:1  
RÉF. Y1004230

**1.080€**  
1.413€

Garantie 12 mois

COMPACT - AUTONOME - DESIGN

- Unité de table portable et programmable
- Six angles de tête
- Système d'attache facile
- Fonction inversion automatique

OFFRE

**Endo-Mate TC2 + iPexII 1.999€**

(TC2 AVEC TÊTE MPA) - RÉF. Y1001028

3.365€

## Ti-Max Ti-ENDO

CONTRE-ANGLE ENDODONTIQUE  
AVEC BAGUE D'AJUSTEMENT DE COUPLE

Avantages

- Pour une préparation canalaire sûre et efficace

RÉF. C589

**915€**  
1.150€

Caractéristiques

- 4 niveaux de réglage de couple
- Tête exceptionnellement petite
- Réduction 128:1
- Corps en titane
- Rotation continue 360°

Garantie 12 mois



## Ti-Max EX-ENDO 128

CONTRE-ANGLE ENDODONTIQUE

Avantages

- Tête exceptionnellement petite pour un accès facile

Caractéristiques

- Réduction 128:1
- Rotation 360°
- Non débrayable

RÉF. C592

**615€**  
715€

Garantie 12 mois





# Cabinet dentaire mobile

## Dentalone

VALISE DE TRANSPORT  
SUR ROULETTES



COMPLET  
AUTONOME  
SILENCIEUX

- Porte instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital
- Micromoteur à induction
- NLX nano avec lumière LED
- Détartreur ultrasonique Varios170 avec lumière LED
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Compresseur intégré

 **Garantie 12 mois**

RÉF. **S9070**

**13.850€\***  
14.501€

\* Livré sans contre-angle

## VIVA ace

VALISE TOUT-EN-UN



LÉGÈRE (8.6KG)  
COMPACTE  
AUTONOME

- Installation facile et ajustable (4 niveaux de position pour soins prodigués assis ou debout)
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Ecran de contrôle intuitif
- Compresseur intégré
- Moteur à induction NLX-Plus (mode Endo)
- Détartreur ultrasonique Varios 170
- 2 pédales pour un travail seul ou à deux

 **Garantie 12 mois**

RÉF. **Y1003773**

**10.950€\***  
11.907€

\* Livré sans contre-angle



## ULTIMATE XL

MOTEUR DE PROTHÈSE À INDUCTION POUR LABORATOIRE

### Avantages

- Corps léger et compact
- Performant
- Bruits et vibrations minimales
- Mécanisme spécial anti-poussière
- Système de vecteur à 180° pour garantir un travail efficace exempt de stress
- Pièce à main conçue pour diminuer considérablement la fatigue de la main.

### Caractéristiques

- Couple 8,7Ncm
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse de 1000-50000 min<sup>-1</sup>
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction

 **Garantie 12 mois**



CHOIX PARMIS 3 TYPES DE MICROMOTEURS ET 4 BOÎTIERS



Modèle Table  
ULTIMATE XL



Modèle Tour  
ULTIMATE XL-D



Modèle Genou  
ULTIMATE XL-K



Modèle Pédale  
ULTIMATE XL-F

**UMXL-KT Torque**  
**UMXL-GT Torque**  
**UMXL-FT Torque**  
**UMXL-DC Torque**

MODÈLE GENOU  
MODÈLE TABLE  
MODÈLE PÉDALE  
MODÈLE TOUR

RÉF. **Y141495**  
RÉF. **Y141471**  
RÉF. **Y141513**  
RÉF. **Y141504**

**1.795€**

~~2.415€~~

**UMXL-KC Compact**  
**UMXL-GC Compact**  
**UMXL-FC Compact**  
**UMXL-DC Compact**

MODÈLE GENOU  
MODÈLE TABLE  
MODÈLE PÉDALE  
MODÈLE TOUR

RÉF. **Y141496**  
RÉF. **Y141472**  
RÉF. **Y141514**  
RÉF. **Y141505**

**1.570€**

~~1.972€~~

**OFFRE**

POUR L'ACHAT D'UN **ULTIMATE XL**

**UNE PIÈCE À MAIN OFFERTE**

VALEUR OFFERTE : **328€**



**PAM TORQUE**  
RÉF. **H269**



**PAM COMPACT**  
RÉF. **H271**

## PRESTO II

TURBINE POUR LABORATOIRE DE PROTHÈSE



RÉF. Y150022

**815€**

1.107€

FIABLE  
PRÉCISE

- Vitesse 320 000 min<sup>-1</sup>
- Aucune lubrification nécessaire
- Boîtier léger et compact

 **Garantie 12 mois**

## PRESTO AQUA II

TURBINE POUR LABORATOIRE DE PROTHÈSE



RÉF. Y150023

**1.590€**

2.189€

 **Garantie 12 mois**

PRÉCISE  
PERFORMANTE

- Vitesse 320 000 min<sup>-1</sup>
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Aucune lubrification nécessaire
- Mécanisme anti-poussière
- Existe en version lumière (ref. Y1001151)



La pièce à main ergonomique est légère et compacte

## VIVA mate G5

MICROMOTEUR PORTABLE LED POUR  
RETOUCHES ET APPLICATIONS GÉNÉRALES



- Mobile et maniable
- Micromoteur LED spray interne
- Ecran de contrôle offrant un fonctionnement simple et intuitif
- Utilisable avec batterie rechargeable ou adaptateur secteur
- Pédale de contrôle (en option)
- Livré sans contre-angle

RÉF. Y1002801

**1.650€**

1.840€



DEMANDEZ L'ESSAI GRATUIT  
DE NOS PRODUITS.

**GRATUIT, SANS  
ENGAGEMENT  
ET RAPIDE**

[www.trynsk.fr](http://www.trynsk.fr)

EN 3 CLICS,  
COMMANDEZ LE PRODUIT  
DE VOTRE CHOIX ET  
RECEVEZ-LE À VOTRE  
CABINET



L'assurance de continuer ses soins même en cas de panne  
**SIMPLE, RAPIDE ET PRATIQUE**

Un souci sur un instrument ou un cordon  
micromoteur d'implantologie ?

CONTACTEZ LE SERVICE **NSKARE** AU NUMÉRO DÉDIÉ :  
**06 43 83 58 98**



Enlèvement de votre  
instrument à réparer  
directement à votre  
cabinet par coursier



Prêt d'un instrument  
équivalent pendant toute  
la durée de réparation



Renvoi de votre  
instrument, réparé  
à votre cabinet

**TARIFS\* :**  
**56€ POUR LES INSTRUMENTS**  
**90€ POUR LES MOTEURS ET CORDON**  
**D'IMPLANTOLOGIE**

\* Hors réparation

**À votre service !**

Nous accordons une attention toute particulière aux services qui vous aident  
au quotidien dans votre pratique : essai gratuit des produits, prêt de matériel pendant les réparations...  
C'est pour cela que vous êtes chaque jour plus nombreux à choisir NSK.

# Liste des distributeurs agréés NSK

CODE POSTAL	SOCIETE
<b>06 - ALPES-MARITIMES</b>	
06000	A.M.D.P.
06100	AZUR DENTELCO-ROMEO
06200	PRESTIGE DENTAIRE
06610	ATHENE MEDIN FRANCE
06800	DENTAL 2000
<b>12 - AVEYRON</b>	
12000	DENTALCO
12510	DENTA SERVICES DU ROUERGUE
<b>13 - BOUCHES-DU-RHÔNE</b>	
13008	ASSISTANCE DENTAIRE INFORMATIQUE
13009	TORRELLI SARL ETS
13009	DEPA'DENT
13012	PAT DENTAIRE
13015	LA MEDITERRANEE DENTAIRE
13190	I.P.P. PHARMA
13290	KERUS DN
13400	SUD DENTAIRE
13600	JP DENTAIRE
13680	FINANCIERE DE PARTICIPATION
13685	HYGIE-MEDICAL
13760	S.D.M. GAILLARD
<b>14 - CALVADOS</b>	
14089	NORMADENT SERVICES
14200	FOURN. DENT. CAENNAISES
14840	NORMANDIAL DENTISTERIE
<b>19 - CORRÈZE</b>	
19160	SEMDATEC DENTAL
<b>2A - CORSE - DU - SUD</b>	
20600	COMPTOIR DENTAIRE CORSE
<b>21 - CÔTE-D'OR</b>	
21000	ITC PINEAU
21490	DENTAL FLO
<b>22 - CÔTES-D'ARMOR</b>	
22000	PRIT ARMOR
22190	DENTEC
<b>25 - DOUBS</b>	
25200	DENT EST
25600	OJ2D
<b>26 - DRÔME</b>	
26000	SERVICES DENT.RHONE-ALPES
<b>27 - Eure</b>	
27300	RMP27
27950	PRESTA SERVICE EVIDENT
<b>28 - Eure et Loire</b>	
28150	DENTAIRE SERVICES SAS
<b>29 - FINISTÈRE</b>	
29170	EMADENTAIRE
29460	DENTINEA
29520	PHENIX DENTAL
<b>31 - HAUTE-GARONNE</b>	
31200	GORRIZ
31100	DENTA 3D
31100	PROMADENT
31140	AUVERLOR
31300	NOVADENT DIFFUSION
31320	MULTI SERVICE DENTAIRE

31470	MIDI-PYRENEES DENTAIRE
31500	FABRICE MATAGNE
31650	ABM DENTAIRE
<b>33 - GIRONDE</b>	
33270	DENTAL OCEAN
33270	EVIDENT
33290	DENTEÀ
33310	LMG SERVICES
33370	ALTEK MEDICAL
33700	SAFIR DENTAIRE SAS
33700	WOD / OMNIUM
<b>34 - HÉRAULT</b>	
34070	ALTERNATIVE DENTAIRE
34070	ALTERNATIVE DENTAIRE CONSOMMABLE
34090	COOP. CENTRALE MEDICO-DENTAIRE
34130	A.P.H.A.R. DENTAIRE
34200	CREADENT
34400	LA MAINTENANCE DENTAIRE
34570	A.R.K. TECHNIQUE
34690	PRACTIS
34800	ATED 34
<b>35 - ILLE-ET-VILAINE</b>	
35137	BROCELIANDE DENTAIRE
35221	PERCEVAL
35520	BRETAGNE SERVICE DENTAIRE
35520	DENTAIRE TECHNIC
<b>37 - INDRÉ-ET-LOIRE</b>	
37300	DENTAL PARTNER SERVICES
37300	TOURAINÉ DENTAIRE DISTRIBUTION
37304	DENT'AIR
37320	TOURS DENTAIRE
<b>38 - ISÈRE</b>	
38320	MOUTAT GUY DENTAIRE
38390	MELCYDEN
<b>40 - LANDES</b>	
40100	TECH. OPERATOIRES ET MEDIC.
40800	EP DENTAIRE
<b>41 - LOIR-ET-CHER</b>	
41500	HIGHTECH DENTAIRE ORLEANAIS-HDO
<b>42 - LOIRE</b>	
42100	SIGMA NET SANTÉ
42160	ICADENT
42240	LINKEDENT
<b>44 - LOIRE-ATLANTIQUE</b>	
44000	J.M.DENTAIRE
44230	SERVIDENT
44350	ROTEC
44360	R.M.D.I (radiologie et matériel dentaire import)
44500	BERTRAND SAV DENTAIRE
44700	ATLANTIQUE DENTAIRE
44800	HORIZON DENTAL
<b>45 - LOIRET</b>	
45190	TECHNOCENTRE DENTAIRE
45220	DISTRIBUTION DIRECTE DENTAIRE
<b>49 - MAINE-ET-LOIRE</b>	
49135	S.I.D.
49181	CENDRES+METALUX FRANCE SAS
49280	CRISPIN MEDICAL SARL

<b>51 - MARNE</b>	
51100	MD DENTAL
51686	E.D.I.
<b>52 - HAUTE-MARNE</b>	
52800	ELOI PERNET SAS
<b>53 - MAYENNE</b>	
53240	C.D.O.MÉDICAL
<b>54 - MEURTHE-ET-MOSELLE</b>	
54840	DENTHEMES
<b>55 - MEUSE</b>	
55105	DENTINE
<b>56 - MORBIHAN</b>	
56270	SYNERGY
<b>57 - MOSELLE</b>	
57153	COMPTOIR DENTAIRE LORRAIN
57950	PLANET I.M.D.
<b>59 - NORD</b>	
59130	DENTAL SERVICES VIP
59250	EURADENTAL
59250	JS DENTAIRE
59320	DENTAL PREMIUM
<b>63 - PUY-DE-DÔME</b>	
63100	DOME TECHNIC DENTAIRE
63100	G.D.D
63430	CIME DENTAIRE
63430	IRM DENTAIRE
63800	REALISATION TECHNIQUE DENTAIRE
<b>64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES</b>	
64140	DEFIDENT
64320	DENTALLOY
64320	PYRENEES DENTAIRE
64420	CONCEPT DENTAIRE 64
<b>66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES</b>	
66000	MACARY MAINTENANCE
66250	DENTAL TECHNIC SERVICES
<b>67 - BAS-RHIN</b>	
67100	GOLD CONSEIL
67140	DENTAL +
67270	M.C DIFFUSION
67370	ALSACE DENTAIRE
<b>68 - HAUT-RHIN</b>	
68350	BC DENTAIRE
68540	DENTAIRE SERVICES 68
68803	SBR - SCHNEIDER ET BOISSONS REUNIS
<b>69 - RHÔNE</b>	
69003	D.E.C.
69005	MEDICAWEB
69140	DENTALPROJECT SAS
69140	S.D.M.
69263	RHONE DENTAIRE SERV.
69264	DUMONTET-HUSSON
69270	SARL CUZIN GILLES
69440	SORHODES
69530	PRISMA CAT
69680	DENTAL IMAGE
69800	SIGMA NET SANTÉ
<b>71 - SAÔNE-ET-LOIRE</b>	
71380	BOURGOGNE MATERIEL DENTAIRE

<b>72 - SARTHE</b>	
72170	2C2M
72220	S.2.M.DENTAIRE
72560	ARTECH-DENTAIRE
<b>73 - SAVOIE</b>	
73250	DENTAL-NET
73802	DENTAL CONCEPT
<b>74 - HAUTE-SAVOIE</b>	
74250	PREXCIS
74930	PRODENTALPES
74960	SIGMA NET SANTÉ
<b>75 - PARIS</b>	
75008	SAS BRAT
75010	G.M.D SERVICES
75011	DENTAL PRICE
75012	ORTHOLINE
75015	ALLHEX IMPLANTS SYSTEM
75015	EIFFEL DENTAIRE
75784	SOLUTECH
<b>76 - SEINE-MARITIME</b>	
76300	DENTANOR
76520	DENTAIRE.COM
<b>77 - SEINE-ET-MARNE</b>	
77144	JOLYDENT
77184	DENTAL WAVE
77220	TECHNI-DENT
77220	ACMD
77400	TC77 DISTRIBUTION
77500	DENTAIRE SERVICES 77
77690	SAGNELONGE
<b>78 - YVELINES</b>	
78150	BOIDART SARL
78210	EKAD
78390	TECHNI-DENTAL SERVICES
78410	ETABLISSEMENT NOIRBENNE
78570	WEBER DENTAL
78790	FRAPIDENT
<b>83 - VAR</b>	
83130	AZUR DENTAL
83130	AMERICAN DENTAL PRODUCTS
83136	PROTEK
83140	IMD GROUP
83320	INGENIERIE MEDICALE ET SERVICES
83500	CHARDINY THIBAUD
83600	I.L.D SUD
83618	DMD
83870	DYATEK
<b>84 - VAUCLUSE</b>	
84140	LE MONDE DENTAIRE
84200	M.D.M. - AULOFEÉ
84140	ADPG PROVENCE
<b>86 - VIENNE</b>	
86000	ACCESS DENTAL
86000	PB CONSULTING
86100	J.L.DENTAL
<b>87 - HAUTE-VIENNE</b>	
87220	G.B.S.

<b>88 - VOSGES</b>	
88000	DELYNOV
<b>91 - ESSONNE</b>	
91100	JACKIEL MATERIEL DENTAIRE
91120	EUROPEAN DENTAL IMPORT
91130	ELIT DENTAIRE
<b>92 - HAUTS-DE-SEINE</b>	
92200	DENOTOGEM
92220	COLLIN SAS
92250	BAILLEUL
92310	RATOUN
92310	MAISON DE CREATION DENTAIRE
92500	AMPLIDENT
<b>93 - SEINE-SAINT-DENIS</b>	
93100	J.P.L
93100	ORTHO PARTNER
93106	D.B.J
93500	M.F. DISTRIBUTION
93500	OFFICE DENTAL
<b>94 - VAL-DE-MARNE</b>	
94310	S.F.I.D.
94440	ALG DIFFUSION
94550	HM TECHNOLOGIE
94700	FARIDENTAL CONCEPT SERVICES
94800	IDF DENTAIRE
94700	YEO DENTAL
<b>95 - VAL-D'OISE</b>	
95105	DEXTER
95210	BITTON MATERIEL DENTAIRE
95250	LECOQ DENTAIRE
95290	DIDIER DENTAIRE SERVICES
95400	ASTRODENTAL
<b>971 - GUADELOUPE</b>	
97110	ECREMENT E.M.S
97122	C2A DENTAIRE GUADELOUPE
<b>972 - MARTINIQUE</b>	
97224	S.C.A.R.
<b>973 - GUYANE</b>	
97354	MEDITEC
<b>974 - LA RÉUNION</b>	
97424	ATELIER MEDICAL
97424	DENTAL AUSTRAL GROUP
97427	XL MEDICAL
97460	DABSTART EQUIPEMENTS
97490	DENTAL OI SARL
97490	H.A.R.D CAB'
97490	MARTIAL
97863	SOS MEDICAL
<b>980 - PRINCIPAUTE DE MONACO</b>	
98000	EUROMAX
<b>987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE</b>	
98702	ORINA
<b>988 - NOUVELLE CALEDONIE</b>	
98800	IDEM
98845	INTERMED DENTAIRE
<b>DANS TOUTE LA FRANCE</b>	
GROUPE H.SCHEIN / AGENCES H.SCHEIN / MÉGADENTAL	
CADENCE / GACD / PROMODENTAIRE / CAP	
DPI	

# NSK TOUTE UNE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN POUR VOUS SERVIR



**Alexis Rousseaux**

**RÉGION NORD**  
06 30 66 91 69  
alexis.rousseau@nsk.fr



**Frédéric Boeuf**

**RÉGION ÎLE DE FRANCE**  
06 86 33 06 94  
frederic.boeuf@nsk.fr



**Georges Hindy**

**RÉGION NORD-EST  
ET ANTILLES**  
06 33 36 63 50  
georges.hindy@nsk.fr



**Luisa Da Silva Poullos**

**RÉGION RHÔNE-ALPES**  
06 70 64 60 50  
luisa.dasilva@nsk.fr



**Jérôme Vagnetti**

**RÉGION SUD-EST**  
06 30 18 86 03  
j.vagnetti@nsk.fr




**Mickaël Domenichini**

**RÉGION NORD-OUEST**  
06 87 07 16 75  
mickael.domenichini@nsk.fr



**Marie-Laure Ravet**

**RÉGION SUD-OUEST  
ET DOM-TOM**  
06 32 40 84 92  
marie-laure.ravet@nsk.fr



**NSK FRANCE SAS** [www.nsk.fr](http://www.nsk.fr)

32 rue de Lisbonne - 75008 Paris France - Numéro azur : 0808 809 151 - F. +33 (0)1 56 79 59 81 - info@nsk.fr



Offres valables du 15 janvier au 30 juin 2022 sauf en cas d'épuisement de stock ou sous réserve d'erreurs d'impressions et/ou d'omissions. Les prix sont TTC

SI.2022.V01.FR